

# ROLTEC BOA 2

MIDTHJULSDRIFT



## MED BREDDE PÅ KUN 59 CM KOMMER EN BOA 2 FREM OVERALT...

- Kompakt og stilrent design
- Eminente kjøreegenskaper med BOA 2's nye hjuloppheng, også på løst underlag
- Styring fra Penny & Giles (R-NEt) med mange tilpasningsmuligheter
- Ekstremt sterke motorer på 400 W pr. motor som gir en enorm trekkraft - selv ved lave hastigheter
- Stor driftssikkerhet
- Stor aksjonsradius
- Lang holdbarhet og stor gjenbruksverdi

## LØFTE - VIPPESYSTEM

- ROLTEC BOA 2 har et kompakt elektrisk løft/tilt system, som kan øke sittehøyden med 30 cm. Med løftet kan du komme i ansiktshøyde med de fleste - og nå de ting som kanskje lenge har vært uten for rekkevidde. Systemet gjør det mulig å tilte fra 0 til 50 grader og hvile ryggen når det er nødvendig..
- Elyrgg kombinert med el-tilt gir optimale muligheter for varierende sittestillinger.



## Grunner til å velge ROLTEC BOA2

- Et stilig og svært kompakt design
- Smal bredde - kun 59 cm
- Programmerbar styring fra Penny+Giles
- Overbevisende trekkraft selv ved lave hastigheter
- Lett å styre og kontrollere ved kjøring på ramper
- Meget lav setehøyde på 36 cm
- BOA2 er pga sin bredde, lave høyde og oppbygning foran ideel som førersete i bil, men også som passasjersele i bilen
- Festebøyler til stroppefesting i bil
- Festes i bil med elektrisk docking station (Dahl)
- En driftssikker og robust stol med lang levetid
- Mulighet for montering av alle setetyper
- Mulighet for montering av batterier med stor kapasitet (2x63 ah.)\*

\*(Øker stolens høyde med ca. 2,5 cm)



## ROLTEC BOA 2 – FREMTIDSRETTET TEKNIKK...

### Tekniske data:

Rullestolstype: . . . . . Klasse B  
 Klasse B rullestol beregnet til både innendørs- og utendørs bruk.

### Mål:

Total lengde: . . . . . fra 110 cm  
 Lengde uten benstøtter: . . . . . 98 cm  
 Totalbredde: . . . . . 59 cm  
 Frihøyde: . . . . . 7,5 cm  
 Setemonteringshøyde: . . . . . 36/38 cm

### Sitteflatens høyde over gulv:

Uten pute: . . . . . 36/38 cm  
 Med pute (10 cm): . . . . . 46/48 cm  
 Med pute og seteløft i topp: . . . . . 76/78 cm  
 Sitteflatens vinkel med maksimalt tilt bakover: . . . . . 50°

### Vekt:

Totalvekt uten person: . . . . . Ca. 155 kg  
 Maksimal personvekt med løftesystem: . . . . . 140 kg

### Kjøredata med 400 Watt motorer ved 10 km/t:

Max. kjørestrekning med 33 Ah (38 Ah/C20) batterier: . . . . . Ca. 28 km  
 Max. kjørestrekning med 51 Ah (56 Ah/C20) batterier: . . . . . Ca. 40 km  
 Max. kjørestrekning med 63 Ah (70 Ah/C20) batterier: \*\* . . . . . Ca. 48 km  
 Stigeevne: . . . . . 17%  
 Max. hastighet fremover: . . . . . 9,9 km/t  
 Plassbehov ved 180° vending: . . . . . Fra 110 cm  
 Evne til at forsure kantsten uten tilløp: . . . . . 8 cm

### Dekk:

Senterhjul (grå) . . . . . 3.00 x 8"  
 Hjørnehjul massiv (grå) . . . . . 7" x 1¾"  
 Ventiltype. . . . . bilventil

Hj.m.nr	Art. nr	Beskrivelse
248979	095-1016	Roltec BOA2-16
248980	095-1018	Roltec BOA2-18

### Øvrebø Rehabilitering AS

Rosenkrantzgata 11  
 3018 Drammen

Tlf 32 24 42 50  
 firmapost@ovrebo.no

[www.ovrebo.no](http://www.ovrebo.no)



øvrebø rehab